

PHILIPS
sonicare

OralCare

DiamondClean
Smart

Il nostro migliore spazzolino per un'igiene orale completa




DiamondClean Smart rimuove fino a 10 volte più placca per una pulizia profonda¹

- L'**App dedicata** ti segue passo dopo passo con consigli e **coaching personalizzati** in tempo reale
- **Quattro testine ad altissime prestazioni** per una performance di pulizia completa
- La **tecnologia BrushSync** seleziona automaticamente la modalità e l'intensità adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina
- Il **senso di pressione** indica quando spazzoli con troppa forza
- **Due opzioni di ricarica:** bicchiere ricarica e custodia da viaggio ricarica USB



Igiene orale completa

La testina **Premium Clean** garantisce una pulizia orale davvero profonda. La testina **Premium Gum Care** per gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane². La testina **Premium White** rimuove fino al 100% di macchie in più in soli 3 giorni³. La testina **TongueCare+** ti aiuta a mantenere un alito fresco a lungo.



Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

Il sensore intelligente monitora le zone che hai pulito ed evidenzia quelle che hai trascurato con la funzione TouchUp. Prenditi maggiore cura delle zone problematiche salvandole nell'App per un programma personalizzato.



Pressione eccessiva?

DiamondClean Smart ti avverte con il lampeggiamento dell'anello all'estremità dell'impugnatura quando stai esercitando troppa forza e ti aiuta a ridurre lo spazzolamento aggressivo.

¹ Rispetto ad uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2014, su un campione di 129 individui utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.
² In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana, nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 settimane.
³ In modalità White+, rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

PHILIPS
sonicare

OralCare


TongueCare+
Starter Kit

Lingua pulita, alito fresco



Inserisci. Spruzza. Pulisci. La testina pulisci lingua Philips Sonicare TongueCare+ e lo spray antibatterico dedicato trasformano la tecnologia dello spazzolino Sonicare in una soluzione utile a mantenere l'alito fresco.

- Testina pulisci lingua innovativa, con **240 microsetole flessibili in gomma** per una pulizia delicata e profonda
- **Neutralizza i batteri** che causano l'alito cattivo grazie allo spray **BreathRX** senza alcohol per la pulizia della lingua. Con CPC (cetylpyridinium chloride) e Zythec™, neutralizza i VSC (composti volatili dello zolfo) responsabili dell'alito cattivo. Formula dedicata che lubrifica la lingua per una pulizia delicata.
- Pulizia della lingua con la **tecnologia Philips Sonicare**: 31.000 vibrazioni al minuto aiutano a disorganizzare e a rimuovere il biofilm batterico sulla lingua
- Con **un solo click** da spazzolino a spazzolino pulisci lingua




Tripla pulizia

La **testina pulisci lingua** pulisce tutta la tua lingua per eliminare i batteri presenti sulla sua superficie. Lo **spray orale BreathRx** ha capacità batteriostatica e battericida nei confronti dei batteri che causano l'alitosi¹. La **tecnologia Sonicare** solleva ed elimina ogni residuo.



Testina pulisci lingua, basta un click!

Con le sue 240 microsetole flessibili in gomma è studiata per pulire delicatamente la superficie morbida e porosa della lingua. La sua forma compatta consente di pulire comodamente tutta la lingua.



Spray orale BreathRX

La combinazione di principi attivi dello spray orale Philips Sonicare BreathRx è clinicamente testata² per uccidere i batteri responsabili dell'alitosi e neutralizzare gli odori all'istante. La sua speciale formula garantisce una pulizia delicata. L'aroma di menta lascia la bocca fresca e pulita.



Potenza sonora

TongueCare+ è una soluzione di pulizia che in combinazione con la potenza di Philips neutralizza i batteri dell'alitosi ad ogni passata. Le 31.000 vibrazioni al minuto disgregano il biofilm batterico, neutralizzando i batteri dell'alitosi. Il tutto aiutato dalla formulazione dello spray orale BreathRx con azione antibatterica.



Semplicità d'uso

Compatibile con tutti gli spazzolini della gamma Philips Sonicare*, TongueCare+ si aggancia proprio come una normale testina. Facile da usare, sostituire e pulire.

*eccetto: PowerUp Battery ed Essence.

1 Loma Linda University School of Dentistry "Evaluation of Antimicrobial Potential of BreathRx Using Log Reduction Assay", August 2002 Test in laboratorio.
2 Saad S, Gomez-Pereira P, Hewett K, Horstman P, Patel J, Greenman J. Daily reduction of oral malodor with the use of a sonic tongue brush combined with an antibacterial tongue spray in a randomized cross-over clinical investigation. J Breath Res. 2016 Feb 12;10(1)