

Le prestazioni hanno un nuovo stile

Philips Respironics Wisp – maschera nasale a contatto minimo

La tecnologia brevettata a **tenuta automatica** della maschera Wisp agevola ogni movimento del paziente, assicurando una **tenuta superiore** per una **tranquilla notte di sonno**.



Per il medico...

- Wisp combina le prestazioni e il comfort di una maschera nasale con il design minimale di una maschera a contatto minimo, favorendo il gradimento da parte del paziente.
- Durante i nostri studi volti a valutare la facilità d'uso, Wisp è stata valutata migliore per forma, tenuta e facilità di montaggio/smontaggio rispetto alle maschere nasali e a contatto minimo leader di mercato.
- Con 3 cuscini, uno per ogni taglia, inclusi in un'unica confezione, Wisp mira a semplificare la gestione delle scorte, per un risparmio di tempo e denaro.
- Con il suo design mini-invasivo e la tenuta eccezionale, Wisp è stata progettata per offrire il comfort e le prestazioni che i pazienti meritano.

Per il paziente...

- Durante i test di valutazione, i pazienti hanno riferito di aver avuto una migliore qualità del sonno e un maggior comfort e tenuta del cuscinetto rispetto ad altre maschere nasali o a contatto minimo leader di mercato.
- Wisp è disponibile con telaio in silicone trasparente, molto discreto e leggero, o in morbido e flessibile tessuto. La scelta è del paziente.
- Disponibile in tre taglie, che si adattano comodamente ad oltre il 98% dei pazienti, Wisp combina comfort, facilità d'uso e stile per un sonno migliore.
- Wisp permette di avere un campo visivo molto ampio per una maggiore indipendenza. I pazienti saranno in grado di leggere, guardare la TV e persino di indossare gli occhiali prima di andare a dormire.
- Il ridotto numero di componenti e le clip a scatto per il montaggio della bretella di fissaggio facilitano l'uso e la manutenzione di Wisp, consentendo ai pazienti di dedicare più tempo a ciò che amano fare.



1
Cinghia trasversale elastica con portatubo integrato

Autoregolabile per un'aderenza più naturale

2
Telaio in tessuto reversibile in morbida pelle scamosciata o raso di seta

Per una sensazione più naturale - disponibile anche in silicone trasparente

3
Clip di montaggio a scatto per la bretella di fissaggio con linguette regolabili

Per un montaggio e una regolazione rapida e semplice

4
Design del cuscino per la "punta del naso", con una tecnologia a tenuta automatica

Fornisce una sensazione di contatto minimo con la garanzia di una tenuta eccezionale.

5
Raccordo a gomito rotante a 360°

Disegno a sgancio rapido con espirazione silenziosa

Informazioni per l'ordine

Articolo	Dimensione	N. parte
Maschera nasale Wisp con fori di espirazione		
Maschera Wisp con telaio in silicone e bretella di fissaggio sul capo	Conf. con 3 cuscinetti P, S/M, L	1094060
Maschera Wisp con telaio in tessuto e bretella di fissaggio sul capo	Conf. con 3 cuscinetti P, S/M, L	1094061
Maschera nasale Wisp senza fori di espirazione		
Maschera Wisp SE con telaio in silicone e bretella di fissaggio sul capo	Conf. con 3 cuscinetti P, S/M, L	1094062



Piccolissimo (P) Piccolo (S)/Medio (M) Grande (L)

Ogni confezione contiene e tre le taglie del cuscinetto, tutte adattabili sullo stesso telaio.

La nostra tecnologia brevettata a tenuta automatica agevola ogni movimento del paziente, pur mantenendo una tenuta superiore



Per ulteriori informazioni visitare il sito www.philips.com/respironics



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Respironics e Wisp sono marchi di Respironics, Inc. e delle sue affiliate.
Broudy AE 7/15/13 MCI 4105592 PN 1109652