

Cuscinetto adattivo

in morbido silicone che si adatta al 99,98%* dei capezzoli



Con la Tecnologia Natural Motion non c'è bisogno di preoccuparsi di trovare la giusta misura del cuscinetto. La tecnologia adattiva permette al cuscinetto, morbido e flessibile, di aderire al 99,98%* dei capezzoli per una stimolazione ottimale durante l'estrazione del latte.

Il miglior tiralatte** per i tuoi bisogni

La Tecnologia Natural Motion si può trovare in due versioni di tiralatte elettrico: tiralatte singolo o doppio, con differenti benefici. Scegli quello che si adatta maggiormente al tuo stile di vita facendoti sentire a tuo agio.

Desideri un tiralatte confortevole ad estrazione rapida che ti faccia sentire maggiormente a tuo agio?
Prova il tiralatte elettrico singolo.

Stai cercando qualcosa che sia confortevole ed extra efficiente allo stesso tempo?
Prova il tiralatte elettrico doppio.

* Basato su: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

** Rispetto il modello precedente

Semplice, veloce e delicato

Qualunque sia il motivo per cui decidi di estrarre il latte, noi ci impegniamo per renderlo semplice, veloce e delicato.



La nuova Tecnologia Natural Motion utilizza la compressione e la suzione per un confortevole e rapido flusso di latte.



Il design leggero e silenzioso rende l'estrazione facile e pratica anche al lavoro o in viaggio.



Un'unica misura che si adatta a tutte le dimensioni di areola e capezzolo, in modo che tu non ti debba preoccupare di trovare un cuscinetto adatto a te.



Il nuovo tiralatte elettrico Philips Avent

Scopri di più sul tiralatte Philips Avent e sulla nostra gamma completa per l'allattamento sul sito <https://www.philips.it/c-m-mo/tiralatte>



PHILIPS

AVENT

Tiralatte elettrico

Una nuova era di estrazione del latte per le mamme, semplice, veloce e delicata

Mantenere il latte materno nel quotidiano

Se hai deciso di allattare, il tiralatte può essere un modo pratico per aggiungere un po' di flessibilità alla tua routine di allattamento.

Alcune mamme iniziano ad estrarre il latte quando rientrano al lavoro in modo che il loro bambino possa ancora avere i benefici del latte materno. Altre mamme invece, estraggono il latte di tanto in tanto per alleviare il seno, altre ancora affinché il loro partner possa aiutare con i pasti notturni.

Non importa quando o perché inizi ad estrarre il latte, la chiave per un'esperienza di estrazione positiva è il comfort. Gli studi dimostrano come più ci si sente a proprio agio, più è facile estrarre il latte.

Consigli professionali

Ecco alcune cose da tenere a mente quando inizi.

- 1 Pianifica quando e dove vuoi estrarre il latte
- 2 Scegli un tiralatte adatto alle tue esigenze
- 3 Estrai il latte in un luogo confortevole per favorire un rapido flusso di latte
- 4 Estrai il latte tante volte quante quelle in cui allatteresti al seno




Ispirato dalla natura

Il tuo nuovo nato sa naturalmente come estrarre il latte dal seno durante l'allattamento.

Ecco perché da oltre 30 anni studiamo specificamente quello che avviene quando un bambino si attacca al seno per nutrirsi.


La ricerca

Dai nostri numerosi studi, abbiamo scoperto che sia la stimolazione della zona periareolare del capezzolo che la suzione sono fondamentali per instaurare rapidamente il flusso di latte.



1

Il bambino si attacca al seno.



2

Il bambino esercita contemporaneamente suzione e movimento a onda della lingua per premere contro il capezzolo



3


Questo movimento naturale consente al bambino di stimolare il miglior flusso di latte possibile

Una nuova era di estrazione

Un nuovo tiralatte rivoluzionario che rende l'estrazione semplice, veloce e delicata.


Spesso la tecnologia dei tiralatte si basa solo sulla suzione per l'estrazione del latte dal seno.

La nostra nuova Tecnologia Natural Motion combina stimolazione e suzione, come fa il bambino, per un flusso di latte più rapido** e naturale.




1

Il morbido cuscinetto adattivo accoglie areola e capezzolo



2

Il tiralatte effettua la stimolazione, come fa il bambino, utilizzando suzione e movimenti di compressione del morbido cuscinetto adattivo



3

La Tecnologia Natural Motion stimola un flusso di latte più rapido**